

WiZARD 520

Effacité du traitement sur les dormeurs à bouche ouverte

Le syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) touche plus de 1,3 milliard de personnes dans le monde, et les pays où la prévalence est la plus élevée déclarent que plus de 50 % de leur population souffre d'une qualité de vie inférieure en raison du SAOS. La pression positive continue (PPC) est un traitement largement prescrit pour traiter les troubles respiratoires du sommeil, mais l'observance à long terme dépend du confort et de l'adaptation au visage de l'utilisateur pendant le sommeil. Plus de la moitié des utilisateurs de masques nasaux signalent des effets secondaires, notamment des fuites de pression d'air, une sécheresse de la bouche et une irritation des voies respiratoires.

Le masque bucco-nasal est une option envisageable pour les utilisateurs qui respirent avec la bouche et le nez tout en maintenant correctement le traitement CPAP. La conception confortable et conviviale du masque bucco-nasal WiZARD 520 permet aux utilisateurs de suivre leur traitement CPAP quotidien sans bruit ni stress, ce qui leur permet de dormir paisiblement et profondément toute la nuit.



Le harnais élastique donne aux utilisateurs la liberté de suivre des séances de thérapie sans interrompre leur routine quotidienne.



Les tubes flexibles et le faible bruit permettent aux utilisateurs de se repositionner confortablement et de s'endormir, un environnement sans distraction.



Augmentation de la liberté pendant la thérapie PPC, amélioration du confort, de l'expérience et de la qualité du sommeil de l'utilisateur.



Installation intuitive - Une seule étape est nécessaire

Le harnais en forme de 3D est fixé à l'aide de clips robustes et non magnétiques et peut être facilement détaché en tournant la boucle à 45° d'une seule main. Trois tailles disponibles S, M, L



Une plus grande commodité obtenue

Offre une plus grande flexibilité pour la liberté de mouvement pendant le sommeil




Dormez librement dans n'importe quelle direction

Le coude pivotant à 360° permet aux utilisateurs de dormir librement dans n'importe quelle direction sans obstruction du tube



Offre une meilleure flexibilité pour une plus grande liberté de mouvement pendant le sommeil



Tubulure à dégagement rapide

Une conception facile à retirer en une seule étape pour un raccordement pratique des tubes



Clip de harnais

Une opération de boucle pour un ajustement simple du masque



Le coussin ergonomique ajusté sur le nez et la bouche maintient un niveau d'humidité confortable toute la nuit pour une meilleure qualité de sommeil



Sa taille compacte, son assemblage simple et son rangement sans effort le rendent facile à transporter et à entretenir sur la route.

